



SECTION DE MEMBRE

**APPELER LE SAMU AU 15
OU 112 DEPUIS UN PORTABLE**

Prévoir un kit :

- 2 « poches à congélation » de tailles diverses.
- Compresse.
- Glace ou pochettes de refroidissement immédiat, à réaction chimique déclenchée par pression, à usage unique.
- Boîte de transport ou sac isothermique.

En cas de section complète :

- Rassembler le ou les fragment(s) amputé(s)
- Les mettre séparément dans une poche à congélation qui sera fermée de manière étanche
- Poser la ou les poche(s) de congélation isolée(s) par une compresse sur de la glace (ou kit réfrigérant) dans la boîte de transport ou le sac isothermique.

En cas de section incomplète : ne rien « couper »

Quelques conseils :

Attention :

- ◆ Pas de coton
- ◆ Pas de garrot
- ◆ Ni boire
- ◆ Ni manger
- ◆ Ni fumer

A faire :

- ◆ Surélever le membre, en cas de saignement important.